



FLUSSO TFI









www.keepthepeep.com



FLUSSO^M TFI

Flusso^{MD} TFI permet une interruption temporaire du débit de gaz pour maintenir la pression expiratoire positive (PEP) du patient et la réduction potentielle des aérosols expirés pendant la déconnexion du circuit du ventilateur.





- Léger
- Le boîtier transparent permet de visualiser le fonctionnement
- Faible espace mort (1,86 cc)
- Compact
- Effort minimal pour activer
- Languettes de sécurité pour prévenir la surcompression

RENSEIGNEMENTS SUR LES COMMANDES

Article #	Description	Qté
420-1979	Flusso [™] TFI	25/Boîte

Maintien de la pression expiratoire positive (PEP)
Réduction des aérosols expirés • Ventilation protectrice des poumons



McArthur Medical Sales Inc 1846 5th Concession Rd W Rockton, ON LOR 1X0

1-800-996-6674 mmsi@mcarthurmedical.com www.mcarthurmedical.com

