




TrachTrainer™

MODÈLES DE VOIES RESPIRATOIRES
ANATOMIQUEMENT REPRÉSENTATIFS
POUR LA FORMATION



Modèle TrachTrainer™ Adulte

Code de produit: VVSV-TrachTrainerA
Qté: 1



Modèle TrachTrainer™ Pédiatrique

Code de produit: VSV-TrachTrainerP
Qté: 1

Conçu sur Mesure pour une Formation Réaliste

Les modèles de voies respiratoires TrachTrainer™, pour adultes et enfants, sont des modèles anatomiques de table représentatifs, conçus pour la formation en soins respiratoires et en trachéostomie.



Anatomiquement Représentatif

Dimensions fondées sur des normes reconnues, la morphométrie des voies respiratoires et les dimensions des tubes de trachéostomie offerts sur le marché.



Raccords Normalisés

Intègre des raccords respiratoires conformes à la norme ISO 5356-1, la norme mondiale pour les raccords de circuit respiratoire de 15 mm et 22 mm.



Conception Simplifiée

Reproduit les principales dimensions et interfaces des voies respiratoires plutôt qu'une anatomie propre à un patient – idéal pour la formation et la démonstration.



Conçu sur Mesure. Pratique.

Conçu pour un usage répété en enseignement clinique, en formation pratique et en évaluation des compétences.

Une Anatomie Réaliste. Normalisée pour l'Éducation.

Les modèles TrachTrainer™ offrent une plateforme simple et normalisée pour démontrer et pratiquer des techniques liées aux soins respiratoires et à la trachéostomie à l'aide d'une anatomie des voies respiratoires représentative.


Développés à partir de standards reconnus pour les raccords respiratoires, de données anatomiques publiées sur les voies respiratoires et des dimensions des tubes de trachéostomie offerts sur le marché, ces modèles représentent les principales dimensions et interfaces respiratoires des voies aériennes.

TrachTrainer™ Adulte



- **Longueur trachéale:** 110 mm
- **Diamètre interne:** 18 mm
- **Anneaux trachéaux:** 18 anneaux représentatifs
- **Ouverture du stome:** 12.2 mm
- **Raccord supérieur:** 15mm mâle
- **Raccord inférieur:** 22 mm femelle


Vue de Dessus



Vue Isométrique




TrachTrainer™ Pédiatrique




- Conçu pour représenter environ un enfant de 2 ans
- **Longueur trachéale:** 53 mm
- **Diamètre interne:** 8 mm
- **Anneaux trachéaux:** 18 anneaux représentatifs
- **Ouverture du stome:** 8.2 mm
- **Raccord supérieur:** 15mm mâle
- **Raccord inférieur:** 15/22 mm femelle

Vue de Dessus



Vue Isométrique



FORMATION PAR SIMULATION SEULEMENT — NE CONVIENT PAS À UN USAGE CLINIQUE OU SUR PATIENT

Les modèles TrachTrainer™ sont des modèles de formation anatomiquement représentatifs et ne constituent pas des répliques identiques de l'anatomie humaine. Ils ne reproduisent pas toutes les variations anatomiques, les propriétés tissulaires, les mouvements, les sécrétions ni les fonctions physiologiques des voies respiratoires humaines. L'utilisation avec des tubes de trachéostomie, des valves de phonation, des circuits respiratoires ou d'autres dispositifs médicaux est destinée uniquement à des fins de simulation et de formation, et n'établit pas la compatibilité clinique, la performance ni l'adéquation à un usage sur un patient. TrachTrainer™ ne doit jamais être utilisé sur un patient ni y être raccordé.

Les modèles TrachTrainer™ sont destinés uniquement à des fins de formation et de démonstration et ne constituent pas des répliques anatomiques propres à un patient. Vocolair et TrachTrainer sont des marques de commerce détenues par Smart RS Inc.

Fabriqué pour:
Smart RS Inc.
1041, rue Red Spruce
Ottawa (Ontario) Canada K1V 1T5

VVSV-TTFBRO-Rev.1